

附件 1

红蓝光治疗仪参数

技术要求：CrystaLite(彩星)

产品注册证的适应症：

适用于消炎、镇痛，炎性痤疮，嫩肤除皱，修复受损皮肤

光源：优质进口窄谱光源

峰值波长：红光： $630 \pm 10\text{nm}$ 蓝光： $410 \pm 10\text{nm}$

光源聚光设计：5片光源组合式

输出波长：彩星-P410nm

辐照度 (mW/cm^2)：蓝光：40 红光：15

输出功率密度：40mw/cm²

光斑尺寸：600 c m²

可控区域：液晶触摸屏

治疗头调节装置：360度3维转动+高精度升降却方式

输出功率：350VA

运行模式：脉冲可持续性

调节时间：0-98分钟可调